

Behrensův roztok

Roztok jódu a chloridu zinečnatého

- Činidlo pro celulózu
- Detekce celulózy: k řezu na podložním skle přidejte kapku roztoku, obarvení proběhne do 30 minut
- Vláknna celulózy se barví modře, zatímco dřevo, korek a kutin žlutě
- Barvení celulózy je dichroické, v závislosti na směru polarizace světla jsou absorbovány různé vlnové délky světla
- Kvůli tomu se barvivo může měnit v rozmezí tmavě modré až bezbarvé

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H302-H314-H373-H410

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	100 ml	sklo	R.6395.1