

Byreta digitální Continuous | VITLAB

Digitální byrety k upevnění na hrdlo lahve pro titraci a dávkování

- Uzavírací ventil na výpustní trubičce
- Kontinuální dávkování bez pulzů otáčením dávkovacího kola
- Teleskopická nasávací trubička
- Možnost kalibrace

Technické parametry

Rozlišení:	0,01 ml
Rozsah:	10 µl až 999,99 ml
Dávka na jednu otočku - Model E:	2,5 ml
Dávka na jednu otočku - Model RS:	5,0 ml
Napájení:	2 x 1,5 V
Šroubovací adaptéry na hrdla lahve:	33/38/45 mm



Byreta digitální Continuous

Popis	Přesnost (%)	Reprodukovatelnost (%)	Katalogové číslo
Model E	$\leq \pm 0,2$	$\leq 0,1$	W003225
Model RS	$\leq \pm 0,2$	$\leq 0,1$	W003250

Láhve k byretám nutno objednat samostatně!

Omezení pro použití byrety VITLAB :

Nelze použít pro dávkování kyseliny fluorovodíkové a roztoků, které poškozují sklo, PTFE a slitinu platiny a iridia. Při dávkování krystalizujících a nestabilních roztoků je nutno dávkovač promýt okamžitě po ukončení práce, nejméně jednou denně.