

DNA sekvenační kit ROTIPHORESE®

Sada roztoků pro přípravu gelu pro produkty sekvenační reakce

- Optimalizované složení tří roztoků připravených k okamžitému použití
- Snadná a rychlá příprava gelů
- Pro přípravu 4-20 % sekvenačních gelů
- Vynikající kvalita gelů a vysoké sekvenační rozlišení

Technické parametry

Obsah balení: 1 l Rotiphorese® Sequencing Gel koncentrovaný: 25% Akrylamid/Bisakrylamid 19:1, 50% močovina (8,3 M) 1 l Rotiphorese® Sequencing Gel ředěný: 50% (g/v; 8,3 M) roztok močoviny ve vodě 250 ml ROTIPHORESE® Sequencing Gel pufr: 10x TBE s 50% močovinou (8,3 M)

Teplota skladování: 4-15 °C

Bezpečnostní věty: H340-H350-H372-H361f-H302-H315-H319-H317



Balení	Čistota	Katalogové číslo
1 sada*	pro elfo	R 14311