

Masson-Goldnerův trichrom barvicí kit

Pro vizualizaci pojivové tkáně

- Kit pro vizualizaci pojivové tkáně, dodáváme s návodem k použití
- Aplikace: nejprve se jádra barví Weigertovým železitým Hematoxylinem (acidorezistentní barvení), následně je provedeno kyselé barvení trichromem dle Goldnera
- Každý barvicí krok je následován promýváním v 1% kyselině octové (není součástí kitu)
- Výsledek: vizualizace jader, cytoplazmy, svalové tkáně, erytrocytů a pojivové tkáně

Technické parametry

Obsah balení: Hematoxylin dle Wiegerta roztok A (také samostatně jako [R.X906.1](#)) Hematoxylin dle Weigerta roztok B (také samostatně jako [R.X907.1](#)) Goldnerovo barvivo I (také samostatně jako [R.3469.1](#)) Goldnerovo barvivo II (také samostatně jako [R.3470.1](#)) Goldnerovo barvivo III (také samostatně jako [R.3473.1](#))

Bezp. věty (GHS): H225-H315-H318-H336

Teplota skladování: +20 °C



Masson-Goldnerův trichrom barvicí kit

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	1 sada*	sklo	R.3459.1