

Netoxická barviva MIDORI^{GREEN} Advance, Direct a Xtra | NIPPON Genetics

Netoxická alternativa k ethidium bromidu a jiným škodlivým barvivům, která umožňuje detekci i pod viditelným světlem.

- Bezpečná alternativa k ethidium bromidu
- Detekce jak v ultrafialové tak ve viditelné oblasti za použití Blue/Green LED transiluminace
- Srovnatelná senzitivita s ethidium bromidem
- Advance verze pro in-gel i post-staining, Direct verze pro aplikaci přímo do vzorku (vyšší kontrast proti pozadí), Xtra verze pro Blue/Green LED technologii
- Umožňuje lepší využití pro downstream (následné) aplikace díky vazbě na backbone DNA namísto interkalace
- Verze Advance také dostupná v tabletách obsahující barvivo a agarózu
- Pro barvení DNA/RNA



MIDORIGREEN Advance Agarózové tablety



MIDORIGREEN Advance Agarózové tablety

Specifikace	Použití	Balení	Katalogové číslo
MIDORI ^{GREEN} Advance	post-staining in-gel staining	1 ml	N130704
MIDORI ^{GREEN} Xtra	post-staining in-gel staining	1 ml	N130710
MIDORI ^{GREEN} Direct	aplikace do vzorku	1 ml	N130706
MIDORI ^{GREEN} Advance Agarózové tablety	příprava agarózového gelu z tablety již obsahující barvivo Advance	100 tablet	N010711
MIDORI ^{GREEN} Xtra Agarózové tablety	příprava agarózového gelu z tablety již obsahující barvivo Xtra	100 tablet	N010712
MIDORI ^{GREEN} Advance TBE Agarózové tablety	příprava agarózového gelu z tablety již obsahující barvivo Advance a pufr	100 tablet	N010709
MIDORI ^{GREEN} Advance TAE Agarózové tablety	příprava agarózového gelu z tablety již obsahující barvivo Advance a pufr	75 tablet	N010710