

## Sáčky pro odstraňování ethidium bromidu

Sáčky Sekuroka Decon-bags pro absorpci ethidium bromidu z roztoku

- Jednoduchá, efektivní a bezpečná aplikace

### Technické parametry

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Obsah sáčku:        | speciální typ aktivního uhlí  |
| Absorbční kapacita: | 2,5 mg ethidium bromidu/sáček |
| Účinnost absorpce:  | 99 %                          |
| Rozměry sáčků:      | 5,5 x 2,2 cm                  |



Sáčky pro odstraňování ethidium bromidu

| Popis                     | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---------------------------|-------------|------------------|
| Sáčky Sekuroka Decon-bags | 10          | R085672          |
| Sáčky Sekuroka Decon-bags | 50          | R085671          |
| Sáčky Sekuroka Decon-bags | 250         | R085673          |

Postup: vložte sáček do roztoku s ethidium bromidem a inkubujte 24 hod za stálého míchání.  
Použité sáčky musí být likvidovány jako nebezpečný odpad!