

Stříčky na promývání oka

Stříčky pro použití při první pomoci po zasažení oka

- Stisknutím plastové nádoby stříčky je oko přiložené k vaničce omýváno proudem oplachovací tekutiny

Technické parametry

Typ poškození	Doporučené doby oplachování
Mechanické poškození	déle než 1 minutu
Poleptání kyselinou	3 - 5 minut
Poleptání louhem	déle než 10 minut



Stříčka prázdná

Prázdná stříčka s vaničkou na zachycení oplachovací tekutiny

- Stříčka pro naplnění převařenou vodou nebo speciálním roztokem - nutno pravidelně vyměňovat
- Ventil zamezuje zpětnému nasávání
- Panel k montáži na stěnu (anglický text)

Technické parametry

Materiál:	stříčka - PE, panel - rázuvzdorný PS
Rozměry panelu (mm):	300 x 300

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stříčka 500 ml	1	K000383
Panel na stěnu*	1	K002386

*Panel nutno objednat samostatně - není součástí dodávky



Stříčky na promývání oka

Stříčka-mini na jedno použití

Stříčka do kapsy naplněná gama sterilizovanou vodou

- Plochý tvar lahvičky pro snadné přenášení v kapse pracovního pláště
- Patentovaný zpětný ventil a protiprachový kryt vaničky
- Stříčka odpovídá normě DIN EN 15154-4

Technické parametry

Objem náplně:

cca 175 ml

Minimální doba použitelnosti sterilní náplně:

2 roky - pokud není stříčka otevřená

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mini-stříčka naplněná sterilní vodou	1	R112871



Stříčka-mini na jedno použití

Stříčka Sekuroka

Prázdné stříčky a stříčky naplněné gama-sterilizovanou vodou

- Prázdná stříčka pro naplnění převařenou vodou nebo speciálním roztokem - nutno pravidelně vyměňovat
- Stříčka naplněná gama-sterilizovanou vodou - odpovídá normě DIN EN 15154-4
- Vanička krytá protiprachovým uzávěrem
- Drátěný držák pro připevnění na stěnu

Technické parametry

Objem:	620 ml
Doba použitelnosti sterilní náplně:	2 roky - pokud není stříčka otevřena
Materiál stříčky:	PE

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stříčka naplněná sterilní vodou	1	R154351
Drátěný držák stříčky*	1	R554651

*Držák nutno objednat samostatně - není součástí dodávky



Stříčka na jedno použití

Stříčky naplněné sterilním roztokem k okamžitému použití

- Jednoduchá aplikace usnadňuje rychlé provedení oplachu
- Neutralizační roztok pro rychlou a efektivní neutralizaci po zásahu oka kyselým nebo alkalickým roztokem
- Návod na stěně lahvičky, stříčky odpovídají normě DIN EN 15154-4
- Ergonomicky tvarovaná vanička přidržuje při oplachování oko otevřené
- Stříčky nevyžadují čištění ani údržbu, vanička je krytá protiprachovým uzávěrem
- Fyziologický roztok s obsahem odpovídajícím přirozené oční koncentraci solí

Technické parametry

Doba použitelnosti sterilního roztoku:	3 roky - pokud není stříčka otevřena
Fyziologický roztok:	0,9% roztok NaCl
Neutralizační roztok :	4,9% roztok pH neutrálního fosfátového pufru pH 7,4

Náplň	Objem (ml)	Čas oplachu (min)	Typ stříčky	Balení (ks)	Katalogové číslo
Fyziologický roztok	200	cca 2	pro 1 oko	1	R982971
Fyziologický roztok	500	cca 5	pro 1 oko	1	R982871
Fyziologický roztok	1 000	cca 10	pro 1 oko	1	I289531
Fyziologický roztok	1 000	cca 5	pro 2 oči	1	I294441
Neutralizační roztok	200	cca 2	pro 1 oko	1	R228181
Neutralizační roztok	500	cca 2,5	pro 2 oči	1	I294541



Stříčka na jedno použití Fyziologický roztok pro 1 oko



Stříčka na jedno použití Fyziologický roztok pro 2 oči



Stříčka na jedno použití Neutralizační roztok pro 1 oko



Stříčka na jedno použití Neutralizační roztok pro 2 oči

Stanice první pomoci

Panel nebo prachutěsný box pro připevnění na zeď

Technické parametry

Rozměry panelu:	290 x 230 x 80 mm
Rozměry boxu:	265 x 227 x 110 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Panel první pomoci	1	I314321
Box první pomoci	1	I314421

Každá stanice obsahuje:

1 x 200 ml stříčku s neutralizačním roztokem kat. č. R228181

1 x 500 ml stříčku s fyziologickým roztokem kat. č. R982871

Zrcátko a piktografický návod k použití



Panel první pomoci



Box první pomoci