

Adhezní sklíčka Superfrost® Plus Gold

Adhezní mikroskopická sklíčka pro sofistikované analýzy

- Speciální adhezivní skla pro připevnění buněk a tkání
- Není nutná složitá a drahá aplikace lepidel nebo proteinových vrstev
- Čerstvě zmrazené řezy nebo zmrazené řezy fixované ve formalínu jsou přitahovány ke sklíčku, a poté chemicky fixovány na jeho povrch
- Vhodné pro: speciální barvicí metody (toluidinová modř, hematoxylin, rychlé barvení zmrazených řezů eosinem); vzorky, které se za normálních okolností obtížně vážou (kost, mozek, zmrazené srdce, kůže a další tkáňové části); imunocytochemickou a *in situ* DNA-hybridizaci zmrazených táhových řezů; selektivní počítání pro imunofluorescenční analýzu v případě malého množství tkáně
- Zdravotnický prostředek pro *in vitro* diagnostiku dle IVDD
- Nevyskytují se nežádoucí barvy na pozadí

Technické parametry

Materiál:	sodnovápenaté sklo
Rozměry (délka × šířka; tloušťka):	75 mm × 25 mm; 1 mm
Kategorie zdrav. prostředku:	IVDR class A (EU 2017/746)



Adhezní sklíčka Superfrost® Plus Gold s matným okrajem

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Adhezní sklíčka Superfrost® Plus Gold s matným okrajem	72	R.ET09.2