

AKTIVNÍ UHLÍ

CAS: 7440-44-0

Vzorec: C

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 12,01

Bezp. věty (GHS): H252



granulované, 1-3 mm



p.a., práškové, adsorpční



pro čištění plynů

AKTIVNÍ UHLÍ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
granulované	500 g	A 05101
práškové, p.a.	250 g	A 05111
práškové, p.a.	500 g	A 05112

AKTIVNÍ UHLÍ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
práškové, pro odbarvování	500 g	A 05502
práškové, pro odbarvování	1 kg	A 05503
práškové, pro odbarvování	2,5 kg	R.5963.4
práškové, pro odbarvování	5 kg	R.5963.2
práškové, pro odbarvování	10 kg	R.5963.5
granulované, 1-3 mm	1 kg	A 05504
granulované, 1-3 mm	2,5 kg	R.5966.3
granulované, 1-3 mm	5 kg	A 05505
granulované, 1-3 mm	10 kg	R.5966.5
granulované, 1-3 mm	25 kg	R.5966.4
pro sloupcové stanovení AOX (adsorbovatelných organohalogenů)	10 g	R.1299.1
pro třepací stanovení AOX (adsorbovatelných organohalogenů)	10 g	R.1319.1
~3 mm, aktivováno párou pro čištění plynů	500 g	R.0998.1
~3 mm, aktivováno párou pro čištění plynů	1 kg	R.0998.2
~3 mm, aktivováno párou pro čištění plynů	2,5 kg	R.0998.4
~3 mm, aktivováno párou pro čištění plynů	5 kg	R.0998.3
~3 mm, aktivováno párou pro čištění plynů	10 kg	R.0998.5
p.a., práškové, adsorpční	250 g	R.X865.1
p.a., práškové, adsorpční	500 g	R.X865.2
p.a., práškové, adsorpční	1 kg	R.X865.3