

ANTIMON

CAS: 7440-36-0

Vzorec: Sb

Technické parametry

Atomová hmotnost:	121,75
Hustota:	6,68 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H351-H373



Antimon

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, práškový, ~ 325 mesh	100 g	R.9258.1
min 99,5 %, práškový, ~ 325 mesh	500 g	R.9258.2
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	50 g	R.4516.2
min 99,5 %, práškový	100 g	R.1HX4.1
min 99,5 %, práškový	250 g	R.1HX4.2
min 99,5 %, práškový	500 g	R.1HX4.3