

## ARADUR® ztvrdovač H2


Vytvrzovací složka pro Araldit® Epoxy Systems B 1 a Araldit® Resin 2.

**CAS:** 112-24-3

### Technické parametry

Bezpeč. věty (GHS):

H302+H312-H314-H317-H412



ARADUR® H2

| Specifikace | Balení | Katalogové číslo |
|-------------|--------|------------------|
| ARADUR® H2  | 100 g  | R.2551.1         |
| ARADUR® H2  | 500 g  | R.2551.2         |