

ATP (Adenosintrifosfát)


Adenosin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 987-65-5

Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₁₃P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	504,16 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{259} :	15,4 l·mmol ⁻¹ ·cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



ATP v roztoku

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, 100 mM roztok	250 µl	plast	R.K045.1