

## Baňka kultivační Erlenmeyerova | DURAN®

Kónická baňka s prodlouženým rovným hrdlem

- Baňku lze uzavřít pomocí bakteriologického uzávěru

### Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®

Průměr hrdla: 38 mm



Erlenmeyerova kultivační baňka

| Objem (ml) | Průměr baňky (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-------------------|------------|-------------|------------------|
| 100        | 64                | 114        | 10          | R218271          |
| 200        | 79                | 138        | 10          | R218371          |
| 250        | 85                | 149        | 10          | R218471          |
| 300        | 87                | 161        | 10          | R218571          |
| 500        | 105               | 183        | 10          | R218671          |
| 1000       | 131               | 229        | 1           | R218771          |
| 2000       | 166               | 302        | 1           | R218871          |