

Barevné vložky do víček pro LOCKMAILER

Technické parametry

Materiál:

PP



Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Barevné vložky víčka	bílá	100	I317221.B
Barevné vložky víčka	červená	100	I317221.R
Barevné vložky víčka	modrá	100	I317221.M
Barevné vložky víčka	zelená	100	I317221.Z
Barevné vložky víčka	žlutá	100	I317221.Y
Barevné vložky víčka	směs barev	100	I317221