

## Barvicí nádobka

Nádobka s víčkem ve třech klasických tvarech

### Technické parametry

Materiál:

TPX nebo PP



Barvicí nádobky typ Hellendahl



Barvicí nádobky typ Schiffederdecker



Barvicí nádobky typ Coplin

| Typ              | Počet skel | Rozměry (mm)       | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------------|------------|--------------------|-------------|------------------|
| Hellendahl       | 16         | 58,0 × 53,5 × 86,0 | 1           | K000355          |
| Schiffederdecker | 20         | 85,0 × 70,0 × 50,0 | 1           | K000351          |
| Coplin           | 10         | 59,0 × 114,0       | 1           | A420010          |