

## BENZYLESTER KYSELINY SALICYLOVÉ


benzylsalicylát

**CAS:** 118-58-1

**Vzorec:** C<sub>14</sub>H<sub>12</sub>O<sub>3</sub>

### Technické parametry

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 228,24                  |
| Hustota:             | 1,18 g·cm <sup>-3</sup> |
| Bezp. věty (GHS):    | H315-H319-H335          |



| Čistota  | Balení | Katalogové číslo |
|----------|--------|------------------|
| min 99 % | 100 ml | R.4184.1         |