

Box na Parafilm barevný

Plastové barevné boxy s odřezávacím nožem pro role Parafilmu a fólie Dura Seal

Technické parametry

Materiál:	ABS
Maximální šířka role:	10 cm
Rozměry:	171 x 120 x 144 mm



Box na Parafilm barevný



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Modrý box	1	I558211
Zelený box	1	I891321
Červený box	1	I891421
Náhradní nože box (5 ks)	1	I558311

Box na Parafilm | HEATHROW SCIENTIFIC

Plastový box na dvě 50 mm nebo jednu 100 mm roli Parafilm® M

- Snadná aplikace, jednoduše umístíte dávkovač na horní část krabičky Parafilm® M a protáhněte těsnící fólii, není třeba odstraňovat role z obalu

Technické parametry

Rozměry (Š x V x H) (mm):	123 x 172 x 99
Materiál:	ABS plast

Barva boxu	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrý	1	R120667
fialový	1	R120668
čirý	1	R120758



Box na Parafilm | HEATHROW SCIENTIFIC