

Bujón Brucella

Pro kultivaci bakterií rodu *Brucella* a dalších náročných mikroorganismů (*Campylobacter*, aj.)

Technické parametry

pH:	7,0 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z masa; 10 g peptonu z kaseinu; 5 g chloridu sodného; 2 g kvasničného extraktu; 1 g glukózy; 0,1 g síranu sodného
Aplikace:	28,1 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5754.1