

ČERNĚ ERIOCHROMOVÁ T


C.I.14645, eriochromová čern T,
Indikátor pro chelatometrii

CAS: 1787-61-7

Vzorec: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	461,38
Indikátor:	Ba, Cd, In, Mg, Mn, Pb, Sc, Sr, Zn, Zr, lanthanoidy
Bezp.věty (GHS):	H225-H319-H411



ČERNĚ ERIOCHROMOVÁ T

ČERNĚ ERIOCHROMOVÁ T

Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	100 g	E 01502

ČERNĚ ERIOCHROMOVÁ T

Čistota	Balení	Katalogové číslo
triturovaná, 1% v NaCl	25 g	R.K860.2
triturovaná, 1% v NaCl	50 g	R.K860.1
triturovaná, 1% v NaCl	100 g	R.K860.3
p.a.	25 g	R.0112.1
p.a.	50 g	R.0112.2
p.a.	100 g	R.0112.3
0,1 % roztok indikátoru v ethanolu	100 ml	R.1E01.1