

CHLOREČNAN DRASELNÝ

CAS: 3811-04-9

Vzorec: KClO₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	122,55
Bezp. věty (GHS):	H271-H302+H332-H411
Hustota:	2,32 g·cm ⁻³

CHLOREČNAN DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	500 g	Q 21302
min 99 %, p.a.	500 g	Q 21101

CHLOREČNAN DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,7 %, krystalický	1 kg	Q 21301
min 99,7 %, krystalický	5 kg	R.7959.2
min 99 %, p.a., ACS	100 g	R.HN27.1
min 99 %, p.a., ACS	250 g	R.HN27.2
min 99 %, p.a., ACS	500 g	Q 21102