

Čistička vzduchu ap360 | GRANT

Vysoce účinná čistička vzduchu likviduje 99,95 % známých virů a bakterií, a minimalizuje tak riziko přenosu nebezpečných patogenů

- Čistička účinně eliminuje vzduchem přenášené mikroorganismy: viry, bakterie a spory hub pomocí UVC radiace (ničí DNA a RNA) bez produkce ozonu
- Kromě potenciálních patogenů efektivně filtruje ze vzduchu pomocí standardního H13 HEPA filtru také plynné kontaminanty, prach, pyl, roztoče a jiné alergenů
- Tři rychlosti ventilátoru, vzduch se nasává pod úhlem 360°
- Čistička je schopna recyklovat vzduch v místnosti o velikosti 90 m³ 4× za hodinu (typická místnost 6 m × 6 m × 2,5 m)
- Vhodná pro uzavřené prostory vyžadující čistší vzduch a minimalizaci rizika přenosu infekčních patogenů
- Ideální pro laboratoře, lékařské ordinace, pečovatelské domy, univerzity a další
- LCD displej, počítadlo životnosti UV lampy, indikace překročení životnosti HEPA filtru, moderní design

Technické parametry

Filtr	HEPA H13 (EN1822)
Zdroj UV radiace	2 UV lampy
Typ radiace	UV ($\lambda = 253,7$ nm), bez ozonu
Průtok vzduchu	360 m ³ /h
Časovač	1 min - 24 h (nonstop)
Hlučnost	20 db low speed 66 db high speed
Napájení	230/120 V, 50/60 Hz
Životnost UV lampy	9000 hod
Životnost HEPA filtru	min 1 rok (v závislosti na použití)
Rozměry (průměr × výška)	35 × 100 cm
Hmotnost	13,4 kg



Čistička vzduchu ap360



Moderní design, nabírá vzduch ze 360 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Čistička vzduchu ap360	1 ks	G116360