

**Datalogger Saveris 2 H1 | TESTO**

WiFi záznamník s displejem a integrovanou teplotní a vlhkostní sondou

- Snadné, flexibilní a spolehlivé řešení pro sledování teploty a vlhkosti v chladírnách, skladech či na pracovištích
- Jednoduchá instalace, integrace a obsluha (není zapotřebí žádná instalace softwaru)
- Interní paměť záznamníku je 2 x 10 000 naměřených hodnot
- Perfektní propojení: ukládání dat v Testo-Cloud, alarm v reálném čase přes e-mail nebo SMS
- S chytrým telefonem vybaveným internetem, s tabletem nebo počítačem máte kdykoliv a všude přístup ke všem naměřeným hodnotám a analyzačním funkcím.
- Pro vyhodnocení a analýzu naměřených dat je k dispozici zcela bezplatně licenční balíček „Basic“ služby Testo Cloud a rozsáhlejší verze Advanced (po nutné - bezplatné - registraci na [www.saveris.net](http://www.saveris.net))
- Displej záznamníku zobrazuje aktuálně naměřené hodnoty, alarmy a zbývající kapacitu baterií

**Technické parametry**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Rozsah měření teploty:     | -30 až +50 °C          |
| Rozlišení měření teploty:  | 0,1 °C                 |
| Přesnost měření teploty:   | ±0,5 °C                |
| Rozsah měření vlhkosti:    | 0 - 100 % RH           |
| Rozlišení měření vlhkosti: | 0,1 % RH               |
| Přesnost měření vlhkosti:  | ± 2 % RH               |
| Interval měření:           | 1 min až 24 hod        |
| Krytí :                    | IP 30                  |
| Napájení:                  | 4 x AA (1,5 V) baterie |
| Rozměry (d x š x v):       | 115 x 82 x 31 mm       |
| Hmotnost:                  | 250 g                  |



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1

| Model                   | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Datalogger Saveris 2 H1 | 1           | R.1H1Y.1         |

- Součástí balení je, WiFi záznamník testo Saveris 2 H1, bezplatný přístup ke službě Testo Cloud, kabel Micro-USB, držák na stěnu, vč. zámku, baterie (4x AA), krátký návod k obsluze, výstupní protokol z výroby