

Dávkovač Calibrex 520 | SOCOREX

Universální přesné kalibrovatelné dávkovače 0,25 - 10 ml k upevnění na hrdlo láhve v libovolné poloze

- Autoklárovatelné ve smontovaném stavu
- Pro vodné roztoky a zředěné kyseliny
- Dávkovací hlava otočná o 360°
- Jednoduché a rychlé nastavení dávkovaného objemu, snadná kalibrace v laboratoři
- Bezproblémová údržba díky jednoduché demontáži a následné montáži
- Závit pro nasazení na láhev s hrdlem GL32

Technické parametry

Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Přesnost při min. objemu	Přesnost při max. objemu	Reprodukovatelnost při min. objemu	Reprodukovatelnost při max. objemu
0,25 - 2	0,05	< ±3,0 %	< ±0,6 %	< 0,5 %	< 0,1 %
1 - 5	0,1	< ±2,0 %	< ±0,6 %	< 0,5 %	< 0,1 %
1 - 10	0,25	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,5 %	< 0,1 %



Dávkovač Calibrex 520

Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo
0,25 - 2	0,05	S520002
1 - 5	0,1	S520005
1 - 10	0,25	S520010

Láhve k dávkovačům nutno objednat samostatně. Součástí dodávky jsou adaptéry pro GL28, GL40 a GL45.