

Dávkoř křokovř HandyStep® S | BRAND

Zdokonalenř verze ručníř křokovřř dřvkovače na principu přímřřho vytlačovřnř kapalin y přstem ve speciřlnř střřřkače

- Vysokř přesnost při dřvkovřnř viskoznnřch a hustřch kapalin a kapalin s nřzkřm bodem varu
- Robustnř konstrukce, jednoduchř manipulace, ergonomickř tvar, zjednodušenř nasazovřnř střřřkaček
- Zvřšenř chemickř odolnost pouřitřm inovovanřch plastř
- 10 překřřvřjřcřch se rozsahř, 9 velikostř dřvek v kařdřm rozsahu
- Integrovanř tabulka dřvkovanřch objemř na hornř straně třřla dřvkovače
- Vyhazovač pouřitřch střřřkaček umořňuje odstranit kontaminovanou střřřkačku bez doteku rukou

Technickř parametry

Rozsah:	2 - 5 000 μ l
Počet křokř:	9 ař 49
Celkovř počet nastavitelnřch objemř:	59
Pracovnř teplota:	15 ař 40 $^{\circ}$ C
Materiřl ve styku s dřvkovanou kapalinou:	PP, HDPE
Hmotnost:	108 g

HandyStep S se střřřkačkou PD-Tips	Objem dřvky (μ l)	Přesnost při dřvce 10% objemu	Reprodukovatelnost při dřvce 10% objemu
0,1 ml	2 - 10	$< \pm 1,6$	$< 2,0$
0,5 ml	10 - 50	$< \pm 0,8$	$< 0,6$
1,0 ml	20 - 100	$< \pm 0,8$	$< 0,6$
1,25 ml	25 - 125	$< \pm 0,7$	$< 0,3$
2,5 ml	50 - 250	$< \pm 0,7$	$< 0,2$
5,0 ml	100 - 500	$< \pm 0,5$	$< 0,2$
10,0 ml	200 - 1 000	$< \pm 0,4$	$< 0,2$
12,5 ml	250 - 1 250	$< \pm 0,3$	$< 0,2$
25,0 ml	500 - 2 500	$< \pm 0,3$	$< 0,2$
50,0 ml	1 000 - 5 000	$< \pm 0,3$	$< 0,15$



Dřvkovač křokovř HandyStep S

Popis	Katalogovř číslo
Dřvkovač HandyStep S	P705110
Nřhradnř zřvřsnř drřřřk na polici	P705130

Krokový dávkovač HandyStep® S dodáváme s certifikátem přesnosti, závěsným držákem na polici a návodem

Originální stříkačky pro dávkovač viz "Stříkačky PLASTIBRAND PD-Tips"