

## Destičky kultivační pro tkáňové kultury | TPP

Kultivační destičky s F a U tvarem dna

- Odvzdušňovací víko pro výměnu plynů
- Proudění vzduchu je umožněno i mezi stohovanými destičkami, aby nedocházelo ke kondenzaci
- Zešikmený roh a žlutá popisovací plocha pro snazší orientaci
- Černé alfanumerické souřadnice po obvodu destičky
- Opticky čirý PS pro snadné pozorování buněčných kultur
- Baleno jednotlivě
- Lehce stohovatelné
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

### Technické parametry

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál:           | PS                                                                                 |
| Rozměry (mm):       | 128 x 86 x 22 pro 6- až 48- jamkové destičky 128 x 86 x 17 pro 96-jamkové destičky |
| "F dno":            | Vynikající optické vlastnosti Vhodné pro přesné optické měření                     |
| "U dno":            | Bez okrajů, ideální pro pipetování Vhodné např. pro aglutinační testy              |
| ANSI/SLAS standard: | ANSI/SLAS 1-2004 až ANSI/SLAS 4-2004                                               |



Destičky kultivační pro tkáňové kultury



| Počet jamek | Typ dna | Objem (ml) | Růstová plocha (cm <sup>2</sup> ) | Vnitřní průměr (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 6           | "F"     | 15,53      | 9,026                             | 33,9                | 42          | N921060          |

|    |     |       |       |      |     |         |
|----|-----|-------|-------|------|-----|---------|
| 6  | "F" | 15,53 | 9,026 | 33,9 | 126 | N920060 |
| 12 | "F" | 5,96  | 3,466 | 21,0 | 42  | N921120 |
| 12 | "F" | 5,96  | 3,466 | 21,0 | 126 | N920120 |
| 24 | "F" | 3,18  | 1,864 | 15,4 | 42  | N921240 |
| 24 | "F" | 3,18  | 1,864 | 15,4 | 126 | N920240 |
| 48 | "F" | 1,49  | 0,875 | 10,6 | 42  | N921480 |
| 48 | "F" | 1,49  | 0,875 | 10,6 | 126 | N920480 |
| 96 | "F" | 0,36  | 0,322 | 6,4  | 54  | N921960 |
| 96 | "F" | 0,36  | 0,322 | 6,4  | 162 | N920960 |
| 96 | "U" | 0,34  | 0,636 | 6,4  | 54  | N921970 |
| 96 | "U" | 0,34  | 0,636 | 6,4  | 162 | N920970 |