

DICHLORMETHAN ROTISOLV® HPLC

methylenchlorid

CAS: 75-09-2


Vzorec: CH₂Cl₂

- Zfiltrovaný přes 0,2μm membránový filtr, plnění pod inertním plynem
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	84,93
Index lomu/20 °C:	1,426
Obsah (GC):	min 99,9 %
Bod varu:	40 °C
Hustota/20 °C:	1,33
Voda:	max 0,005%
Acidita:	max 0,0002 %
Odparek:	max 0,0001%
Bezp. věty (GHS):	H351-H315-H319-H335-H336-H373

Vlnová délka (nm)	255	240	235	229
Min. propustnost (%T)	99	80	50	10



DICHLORMETHAN

Balení	Katalogové číslo
1 l	D 04502
2,5 l	D 04501
4 x 2,5 l	D 04501.4