

## DIFENYLAMIN-4-SULFONAN SODNÝ

**CAS:** 6152-67-6

**Vzorec:** C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>NNaO<sub>3</sub>S

### Technické parametry

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Molekulová hmotnost:                                     | 271,27                                     |
| Indikátor:                                               | redoxní                                    |
| Redoxní potenciál E <sub>0</sub> [V] při pH = 0 a 20 °C: | +0,84 v 1 M H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |
| Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):         | červenofialová - bezbarvá                  |
| Pracovní roztok:                                         | 0,2 g v 100 ml H <sub>2</sub> O            |



| Čistota   | Balení | Katalogové číslo |
|-----------|--------|------------------|
| p.a., ACS | 1 g    | R.2602.3         |
| p.a., ACS | 10 g   | R.2602.1         |
| p.a., ACS | 25 g   | R.2602.2         |