

## DIOXAN ROTIDRY®

nestabilizovaný, max 100 ppm H<sub>2</sub>O


**CAS:** 123-91-1

**Vzorec:** C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>

- Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota
- Vhodné pro použití v organické syntéze a v syntéze a analýze DNA
- Plněno pod inertním plynem

### Technické parametry

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 88,11                             |
| Hustota:             | 1,03 g·cm <sup>-3</sup>           |
| Obsah (GC):          | min 99,8 %                        |
| Voda (KF):           | max 0,01 %                        |
| Acidita:             | max 0,0005 meq/g                  |
| Odparek:             | max 0,0005 %                      |
| Barva (Hazen) :      | max 10                            |
| Bezp. věty (GHS):    | H225-H351-H319-H335-EUH019-EUH066 |



| Balení | Katalogové číslo |
|--------|------------------|
| 1 l    | R.4429.1         |

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití [molekulových sít](#) jako sušidla během skladování.