

## Elektroforéza vertikální FastGene PAGE | NIPPON Genetics

Kompletní systém pro polyakrylamidovou gelovou elektroforézu


- Obsahuje veškeré potřebné vybavení, které potřebujete pro analýzu pomocí PAGE
- Systém pro oboustrannou elektroforézu na čtyřech gelech zároveň
- Snadno sestavitelný, kvalitní a robustní systém - podívejte se na názorné [video](#), jak systém sestavit
- Kompatibilní se širokou škálou [precast gelů FastGene](#) a gelů jiných výrobců
- Stojan pro přípravu vlastních gelů o tloušťce 1 mm
- Lze dokoupit sadu pro ruční odlévání gelů FastGene o tloušťce 0,75 mm nebo 1,5 mm
- Pro použití různých gelů jsou součástí systému tři druhy U těsnění
  - Těsnění pro gely 10 x 10 cm
  - Těsnění pro ručně odlévané gely 10 x 8 cm
  - Těsnění pro precast gely 10 x 8 cm

### Technické parametry

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Objem pufru při použití 2/4 gelů: | 530/970 ml          |
| Rozměry bez víka (š x h x v):     | 12 x 17,2 x 12,8 cm |
| Rozměry s víkem (š x h x v):      | 15 x 17,5 x 14 cm   |



Elektroforéza vertikální FastGene



Modul pro přípravu gelů

| Popis         | Katalogové číslo |
|---------------|------------------|
| Kompletní set | N010000          |

Jednotlivé součásti základního balení jsou uvedeny v příloze.

## Náhradní díly vertikální elektroforézy FastGene

| Popis                                | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Sada hřebenů a skel pro gely 0,75 mm | 1           | N020000          |
| Sada hřebenů a skel pro gely 1 mm    | 1           | N030000          |
| Skla pro nalévání gelů 1 mm          | 10          | N040000          |
| Elektroforetická vana                | 1           | N050000          |
| Moduly pro nalévání gelů             | 2 + 2       | N060000          |
| Těsnění pod skla při nalévání gelů   | 5           | N070000          |

N020000: 5x hřeben 0,75 mm 10 jamek, 5x hřeben 0,75 mm 15 jamek, 5x skleněný spacer 0,75 mm, 10x skla pro nalévání gelů

N030000: 5x hřeben 1,5 mm 10 jamek, 5x hřeben 1,5 mm 15 jamek, 5x skleněný spacer 1,5 mm, 10x skla pro nalévání gelů

N060000: 2x průhledný stojan a 2x modrý klip pro uchycení nalévacích skel