

## Homogenizátor Potter-Elvehjem

Celoskleněný homogenizátor

### Technické parametry

Mezera mezi pístem a stěnou zkumavky:

0,11-0,16 mm

Balení:

komplet (zkumavka + píst)



Homogenizátor Potter-Elvehjem

| Objem (ml) | Píst (mm) délka | Píst (mm) průměr | Zkumavka (mm) délka | Zkumavka (mm) průměr | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|
| 1          | 145             | 5                | 95                  | 13                   | 1           | H244031          |
| 5          | 205             | 6                | 140                 | 16                   | 1           | H244033          |
| 8          | 215             | 8                | 150                 | 18                   | 1           | H244037          |
| 17         | 265             | 10               | 172                 | 25                   | 1           | H244043          |
| 45         | 315             | 10               | 220                 | 32                   | 1           | H244045          |