

## Inkubátor mini

Malý inkubátor pro Life Science aplikace

- Ideální pro kultivační nádobky, Petriho misky, mikrotitrační destičky a ostatní malé nádobky
- Do inkubátoru lze umístit 48 Petriho misek nebo 28 mikrotitračních destiček
- Otvor pro teploměr v horní části o průměru 7 mm
- Nekorodující kovový vnější i vnitřní plášť, akrylátové okno ve dveřích
- Otvor o Ø 55 mm v zadní části pro přívodní kabel dalšího přístroje umístěného ve vnitřním prostoru inkubátoru

## Technické parametry

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Objem:                       | 9,2 l                              |
| Teplotní rozsah:             | teplota místnosti + 5 °C až +60 °C |
| Nastavitelná teplota :       | +20 až +60 °C                      |
| Teplotní stabilita:          | ±0,5 °C při 37 °C                  |
| Rozměry vnitřní (š x h x v): | 230 × 200 × 200 mm                 |
| Rozměr poličky:              | 220 × 180 mm                       |
| Počet poliček:               | 1                                  |
| Počet pozic pro poličku:     | 3                                  |
| Rozměry vnější (š x h x v):  | 285 × 280 × 335 mm                 |
| Hmotnost:                    | 8,3 kg                             |



Inkubátor mini

| Popis                                      | Katalogové číslo |
|--------------------------------------------|------------------|
| Mini inkubátor                             | I935341          |
| Náhradní polička                           | I935441          |
| Teploměr tyčinkový -10 až +110 °C (0,5 °C) | L121255          |

Kromě skleněného tyčinkového teploměru lze pro kontrolu teploty použít také elektronické teploměry s externí sondou.