

## Inkubátor průhledný INC-200 a INC-200D | COLE-PARMER STUART

Inkubátor se stěnami z panelů z čirého akrylátového skla

- Přesné digitální nastavení a zobrazení aktuální teploty na LCD displeji - model INC-200D
- Jednoduché analogové nastavení teploty - model INC-200
- Vypínač pro přednastavenou teplotu 37 °C
- V bočních panelech dva uzavíratelné otvory 10 mm
- Odklápěcí přední stěna a víko pro snadný přístup
- Vizuální kontrola obsahu inkubátoru, například pro kultivaci rostlin, simulaci tropických podmínek
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

### Technické parametry

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Objem:                       | 60 litrů                              |
| Teplotní rozsah:             | teplota místnosti +5-60 °C            |
| Teplotní stabilita:          | +mn0,1 °C při 37 °C                   |
| Homogenita:                  | +mn0,3 °C při 37 °C                   |
| Rozměry vnitřní (š x h x v): | 450 x 380 x 380 mm                    |
| Teplotní ochrana:            | automatický vypínač při teplotě 72 °C |
| Rozměry vnější (š x h x v):  | 600 x 390 x 390 mm                    |
| Hmotnost:                    | 11,2 kg                               |



Inkubátor průhledný INC-200 analogový



Inkubátor průhledný INC-200D digitální

| Popis                                  | Katalogové číslo |
|----------------------------------------|------------------|
| Průhledný inkubátor INC-200 analogový  | S008760          |
| Průhledný inkubátor INC-200D digitální | S008764          |

Inkubátor dodáváme rozložený, pro montáž na místě je nutný pouze šroubovák.  
Základní sestava neobsahuje akrylátové dno (nutno objednat samostatně).

**Příslušenství pro průhledný inkubátor**

| Popis                                                 | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Akrylátové dno                                        | S008761          |
| Stojan se dvěma poličkami (drátěný, potažený plastem) | S008762          |