

Inkubátor/třepačka pro 2 mikrotitrační destičky PHMP | GRANT

Kompaktní inkubátor s třepačkou pro mikrometody na destičkách

- Mimořádně tichý chod
- Robustní konstrukce zaručující dlouholetou bezproblémovou funkci
- Pomalý start zabraňuje vzájemné kontaminaci vzorků
- Možnost použití v lednici jako třepačku při vypnutém topení
- Programování a sledování průběhu na dvouřádkovém LCD displeji
- Možnost použití jako stolní inkubátorek při vypnutém třepání
- Vyhřívané víko zaručuje dokonalou teplotní stabilitu a uniformitu a brání kondenzaci na víku

Technické parametry

Teplotní rozsah:	teplota místnosti + 5 °C až 60 °C
Teplotní stabilita:	+mn0,1 °C
Uniformita:	+mn0,25 °C
Frekvence třepání:	250-1200 ot./ min nastavitelná po 10 ot./ min
Výkyv:	2 mm
Časový spínač:	1 min až 96 hod nastavitelný po 1 min, nebo kontinuálně
Doba ohřevu z teploty místnosti na 37 °C:	15-20 min
Kapacita :	2 standardní 96 nebo 384jamkové mikrotitrační destičky
Pracovní teplota:	4 až 40 °C
Napájení:	síťový adaptér 12 V
Rozměry:	205 x 230 x 130 mm
Hmotnost:	6,1 kg



Inkubátor s třepačkou pro mikrotitrační destičky PHMP

Popis	Katalogové číslo
Inkubátor s třepačkou pro mikrotitrační destičky PHMP	G420096