

JODOFORM


trijodmethan

CAS: 75-47-8

Vzorec: CHI₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	393,73
Hustota:	4,01 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302+H312+H332-H315-H319-H335



JODOFORM

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistý	50 g	R.4534.2
min 99 %, extra čistý	100 g	R.4534.3
min 99 %, extra čistý	1 kg	R.4534.1