

## Klipsy pro dialyzační membrány Spectra/Por

Autoklárovatelné klipsy pro bezpečné uzavření dialyzačních membrán Spectra/Por

- Pro dosažení nejlepších výsledků použijte klipsy, které mají délku sevření o 4 až 10 mm delší než je šířka ploché dialyzační trubice. Zabráníte tak protržení membrány.



## Standardní klipsy a klipsy se závažím

- Standardní oranžové klipsy bez závaží, plavou na hladině
- Bílé klipsy se závažím aplikované na spodním konci dialyzační trubice zajišťují udržení její vertikální orientace
- Sada obsahuje 10 ks standardních klipsů a 10 ks klipsů se závažím

## Technické parametry

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Materiál:         | PP                                        |
| Materiál závaží:  | nerezová ocel s fluorokarbonovým povlakem |
| Teplota použití : | 0-121 °C                                  |

| Typ                         | Délka sevření (mm) | Katalogové číslo |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Standardní (10 ks v balení) | 12                 | R098521          |
| Standardní (10 ks v balení) | 23                 | R276821          |
| Standardní (10 ks v balení) | 35                 | R098821          |
| Standardní (10 ks v balení) | 55                 | R277021          |
| Standardní (10 ks v balení) | 75                 | R277121          |
| Se závažím (10 ks v balení) | 12                 | R277351          |
| Se závažím (10 ks v balení) | 23                 | R277451          |
| Se závažím (10 ks v balení) | 35                 | R277551          |
| Se závažím (10 ks v balení) | 55                 | R277651          |
| Se závažím (10 ks v balení) | 75                 | R277751          |
| Sada (20 ks v balení)       | 12                 | R277951          |

|                       |    |         |
|-----------------------|----|---------|
| Sada (20 ks v balení) | 23 | R278051 |
| Sada (20 ks v balení) | 35 | R278151 |
| Sada (20 ks v balení) | 55 | R278251 |
| Sada (20 ks v balení) | 75 | R278351 |



Standardní klipsy a klipsy se závažím

## Klipsy s magnetem

- Červené klipsy s integrovaným magnetem pro přímé míchání pufru na magnetické míchačce

## Technické parametry

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Materiál:         | PP                                          |
| Materiál magnetu: | magnetická ocel s fluorokarbonovým povlakem |
| Teplota použití : | 0-121 °C                                    |

| Délka sevření (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------|-------------|------------------|
| 23                 | 2           | R464751          |
| 35                 | 2           | R464851          |
| 55                 | 2           | R465051          |
| 75                 | 2           | R465251          |



Klipsy s magnetem