

## Kohout hadicový

Nízkotlaký kohout pro kapaliny a plyny

- Snadno se otáčí bez jakéhokoliv maziva


## Technické parametry

Materiál:

PP/HDPE

Maximální tlak:

0,5 bar



Kohout hadicový

| Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 8                  | 4,9                 | 1           | K000374          |
| 10                 | 7,0                 | 1           | K000371          |
| 13                 | 10,9                | 1           | K000376          |
| 15                 | 12,7                | 1           | K000379          |