

## Kontejner na tekutý dusík JUNO | KGW-ISOTHERM

Nízkotlaký nerezový kontejner pro uchovávání a transport tekutého dusíku s pojistným ventilem a manometrem

- Vícevrstvá superizolační fólie v evakuovaném prostoru
- Lehký, spolehlivý a ekonomický kontejner s vnitřní vakuově izolovanou hliníkovou nádobou s dvojitou stěnou
- Nosný kruh s bočními úchyty pro snadné přenášení
- Volná zátká, příruba KF NW 50 pro nasazení přepouštěcí násosky

### Technické parametry

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Objem:                                      | 30 l       |
| Maximální provozní tlak:                    | 1,3 bar    |
| Nominální denní odpar:                      | 0,8 l      |
| Maximální pracovní doba pro jedno naplnění: | cca 32 dní |
| Ø hrdla:                                    | 50 mm      |
| Ø kontejneru:                               | 407 mm     |
| Výška kontejneru:                           | 660 mm     |
| Hmotnost prázdného kontejneru:              | 18 kg      |
| Hmotnost plného kontejneru:                 | 41 kg      |



Kontejner na tekutý dusík JUNO s přečerpávací násoskou

| Popis                          | Katalogové číslo |
|--------------------------------|------------------|
| Kontejner na tekutý dusík JUNO | G250600          |

### Příslušenství

- Přečerpávací násoska s pojistným ventilem, redukčním a přepouštěcím ventilem z nerezové oceli
- Podstavec na kolečkách pro snadné převážení kontejneru

| Popis | Katalogové číslo |
|-------|------------------|
|-------|------------------|

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Přečerpávací násoska (včetně přírubové Clamp spony a těsnícího o-kroužku) | G261001 |
| Přepouštěcí hadice z nerezové oceli                                       | G261200 |
| Přepouštěcí trubice s odlučovačem fází                                    | G261300 |
| Podstavec na kolečcích                                                    | G264034 |

