

## Krabička na EPA vialky 30 a 40 ml

Autoklárovatelná stohovatelná krabička na 10 EPA vialek se šroubovacím uzávěrem

- Krabička pro 10 vialek s průhledným víčkem a prohlubní na dně
- Alfnumerický popis pozic na všech 4 stranách

### Technické parametry

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Materiál:                     | PP                 |
| Teplotní rozsah:              | −80 až +100 °C     |
| Průměr otvoru :               | 30 mm              |
| Rozměry krabičky (š × d × v): | 130 × 130 × 105 mm |



Krabička na EPA vialky 30 a 40 ml

| Popis                         | Barva   | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------------------------|---------|-------------|------------------|
| Krabička na vialky 30 a 40 ml | fialová | 1           | I710841          |