

## Krabička pro 100 mikrozkušavek (10 × 10)

Krabičky s vnitřní mřížkou a barevným odklápacím víčkem

- Pro mikrozkušavky 0,5 a 1,5/2,0 ml, zamrazovací zkumavky a vialky

### Technické parametry

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Materiál:                         | PP                |
| Rozměry:                          | 140 × 140 × 60 mm |
| Rozměry otvoru pro mikrozkušavku: | 12,4 x 12,4 mm    |
| Maximální výška mikrozkušavek:    | 53 mm             |
| Teplotní rozsah:                  | −90 až +121 °C    |



Krabička pro 100 mikrozkušavek

| Barva   | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---------|-------------|------------------|
| čirá    | 1           | R419571.N        |
| modrá   | 1           | R419571.M        |
| zelená  | 1           | R419571.Z        |
| červená | 1           | R419571.R        |
| žlutá   | 1           | R419571.Y        |
| černá   | 1           | R419571.K        |

**\*Neprůhledné černé víčko i krabička - vhodné pro ukládání materiálů citlivých na světlo**