

L-(+)-ASKORBÁT SODNÝ

sodná sůl L-(+)-askorbové kyseliny

CAS: 134-03-2

Vzorec: C₆H₇O₆Na


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

198,11

Hustota:

1,8 g·cm⁻³



ASKORBÁT SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, USP, pro biochemii	100 g	R.3149.1
min 99 %, USP, pro biochemii	500 g	R.3149.2
min 99 %, ROTI®click Grade	10 mg	R.7819.1
min 99 %, ROTI®click Grade	5 x 10 mg	R.7819.2