

Lopatky jednorázové sterilní

Plastové jednorázové lopatky pro odběr práškových a granulovaných materiálů, past a kapalin

- Sterilní, jednotlivě balené lžičky pro použití v potravinářském, krmivářském a farmaceutickém průmyslu
- Modrá barva pro dobrou vizualizaci nabíraného materiálu
- V souladu s EU Food and FDA Regulations, aplikovatelné v rozsahu HACCP/IFS systémů

Technické parametry

Materiál:

modrý PS



Lopatky jednorázové sterilní

Objem (ml)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	141	10	R.1AHK.1
50	160	10	R.1AHN.1
100	205	10	R.HET6.1
150	216	10	R.HET7.1
250	232	10	R.HET8.1
500	280	10	R.HET9.1