

**Médium IMDM ROTI®-CELL**

Iscove's Modified Dulbecco's Medium pro rychle rostoucí buňky

- Všechny varianty obsahují HEPES pro dostatečné pufování
- Médium obsahuje DMEM s vysokou koncentrací glukózy, selen, HEPES a místo železa draslík v podobě dusičnanu draselného, aminokyseliny a vitamíny
- Je vhodné pro kultivaci široké škály savčích buňčných linií a primárních buněk, včetně B- a T lymfocytů, stejně jako hybridomových buněk



Médium IMDM ROTI®-CELL

**Médium IMDM ROTI®-CELL s L-glutaminem, pyruvátem a HEPES**

Skladování při +4 °C

| Popis                                                    | Balení | Katalogové číslo |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Médium IMDM ROTI®-CELL s L-glutaminem, pyruvátem a HEPES | 500 ml | R.9033.1         |