

Médium MEM Eagle / Hanks´ ROTI®-CELL bez L-glutaminu

- MEM s Hanksovými solemi nevyžaduje atmosféru obohacenou CO₂
- Médium vhodné pro kultivaci široké škály savčích buněčných linií a primárních buněk, včetně transfekovaných buněk
- Skladování při +4 °C



Médium MEM Eagle / Hanks´ ROTI®-CELL bez L-glutaminu

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium MEM Eagle / Hanks´ ROTI®-CELL bez L-glutaminu	500 ml	R.9056.1