

Míchačka magnetická s topením AREX-6 Digital Advanced | VELP

Magnetické míchačky s přesným digitálním nastavováním rychlosti míchání a teploty

- Rychlá, přesná a stabilní regulace teploty s minimálním překmitnutím díky výkonnému PID thermoregulačnímu softwaru
- Dobře čitelný LED displej s černým pozadím pro snadné nastavení a kontrolu parametrů míchání
- Možnost připojení externí Pt100 sondy, nebo teplotního regulátoru VTF pro přesnou regulaci teploty míchaného media
- Systém SpeedServo™ zaručuje konstantní otáčky i při změně zátěže
- Automatický reverzní chod se změnou směru rotace míchadla pro efektivní míchání s možností nastavení časového intervalu
- Časového spínač s alternativním nastavením začátku odpočtu od okamžiku spuštění míchání, nebo od chvíle dosažení nastavené teploty
- Silný magnet Alnico zajišťuje vynikající periferní míchání
- Sada ikon na displeji pro informaci o připojení sondy, aktivování časového spínače, nastavení reverzního chodu, včetně ikony horkého povrchu
- CerAlTop™ ploténka z Al slitiny s keramickým povrchem s vynikající chemickou a mechanickou odolností
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupenou míchačku zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce >>>](#)

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	20 l vody
Otáčky:	30-1 700 ot/min
Maximální teplota:	370 °C
Rozlišení:	1 °C
Přesnost modelu AREX-6 Digital:	±1,0 °C při použití externí sondy Pt100
Přesnost modelu AREX-6 Digital PRO:	±0,5 °C při použití regulátoru VTF ±1,0 °C při použití externí sondy Pt100
Průměr ploténky :	135 mm
Časový spínač:	1 min až 99 hod
Příkon:	630 W
Teplota prostředí:	5-40 °C
Rozměr (š x h x v):	160 x 280 x 105 mm
Hmotnost:	2,6 kg



Míchačka magnetická s topením AREX-6 Digital



Míchačka magnetická s topením AREX-6 Digital Advanced | VELP

Model	Katalogové číslo
AREX-6 Digital s teplotní sondou Pt100	X215461
AREX-6 Digital s teplotní sondou Pt100, stojanovou tyčí a držákem sondy	X225461
AREX-6 Digital Pro s regulátorem VTF a stojanovou tyčí	X225460

Příslušenství pro míchačku AREX-6 Digital

Technické parametry

Materiál teplotního čidla: chrom-niklová nerezová ocel, stabilizovaná titanem AISI 316 Ti

Popis	Katalogové číslo
Nerez Pt100 teplotní sonda 250 x 3 mm	X000227
Sklem potažená Pt100 teplotní sonda 250 x 5 mm	X000349
Stojanová tyč se závitem	X001069
Držák teplotní sondy	X000004

Kryt na míchačky ARE-6 a AREX-6 Advanced | VELP

- Ochranný kryt pro míchačky řady ARE-6 a AREX-6 Advanced

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Ochranný kryt pro míchačky řady ARE-6 a AREX-6 Advanced	1	X000335



Ochranný kryt pro míchačky řady ARE-6 a AREX-6 Advanced



Ochranný kryt pro míchačky řady ARE-6 a AREX-6 Advanced