

Míchačka magnetická vícemístná Digital QuadMag Genie® | SCIENTIFIC INDUSTRIES

Analogový a digitální model velmi výkonných míchaček bez topení pro simultání míchání 4 nádobek

- Použití silného Sm/Co magnetu spojeného s výkonným motorem umožňuje bezproblémové míchání i obtížně míchatelných medií
- Digitální model s nastavením otáček na velkém displeji s krokem 10 ot./min a časovým spínačem
- Optoelektronicky softwarově řízený pomalý rozjezd digitálního modelu zaručuje maximální spojení mezi magnety míchačky a míchadly
- Pomalý rozjezd digitálního modelu brání náhodnému vylití míchané kapaliny
- Míchačky použitelné v termostatu i chladničce

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	4 x 2 l vody
Otáčky:	250-1 300 ot/min
Max. délka magnet. míchadla:	56 mm
Velikost horní plochy:	305 x 305 mm
Časový spínač:	1 až 99 min, nebo kontinuálně
Materiál krytu:	ABS/polykarbonat
Pracovní teplota:	0 až 38 °C
Max. pracovní vlhkost:	95 % RH
Napájení:	230 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	305 x 310 x 130 mm
Hmotnost:	3 kg



QuadMag Genie Digital

Model	Katalogové číslo
QuadMag Genie Digital	Q535256