

Mikro modul vícekanálový

Výměnný 8 nebo 12kanálový modul pro elektronické pipety ACURA 926, 936 a 956



Výměnné vícekanálová moduly

Počet kanálů	Rozsah (µl)	Katalogové číslo
8	0,5 - 10	S800801
8	2,5 - 50	S800805
8	10 - 200	S800820
8	20 - 350	S800835
12	0,5 - 10	S801201
12	2,5 - 50	S801205
12	10 - 200	S801220
12	20 - 350	S801235