

Mikrostříkačka s pružným pístem


Mikrostříkačky pro GC a HPLC injektor Waters a HPLC injektor Rheodyne

- Vysoce pružný píst se nemůže zadrhnout, vždy se vrací do původního tvaru

Technické parametry

Délka jehly pro GC a HPLC injektor Waters: 50 mm

Délka jehly pro HPLC injektor Rheodyne: 51 mm



Objem (μl)	Dělení (μl)	Použití pro	Vnitřní průměr jehly (mm)	Vnější průměr jehly (mm)	Katalogové číslo
5	0,1	GC	0,13	0,520	R510861
10	0,2	GC	0,13	0,520	R510961
10	0,2	HPLC Rheodyne	0,18	0,715	R511161
10	0,2	HPLC Waters	0,13	0,510	R511361