

Mikrostríkačky Hamilton řady 700

Pro dávkování malých objemů v chromatografii a sérologii

- Píst individuálně přizpůsobený vnitřnímu průměru stříkačky s tolerancí miliontin palce
- Pro neprecipitující a nekystalizující organické vzorky, které neucpávají jehlu

Technické parametry

Přesnost:	< 1 %
Délka standardní jehly:	51 mm
Materiál jehly:	nerezová ocel 304
Materiál pístu :	nerezová ocel
Materiál stříkačky:	borosilikátové sklo

Jehla	Tvar špičky	Použití
Typ 2 (pst 2)	seříznutá v úhlu 10 - 12°, mírně ohnutá dovnitř	pro GC, díky ohnutí nevyřízne při propíchnutí do septa otvor
Typ 3 (pst 3)	kolmo seříznutá	pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky



Mikrostríkačky Hamilton řady 700

Mikrostríkačka typ N

Mikrostríkačky se zatmelenou jehlou do konce válce stríkačky, použití maximálně do 50 °C

Technické parametry

Balení: 1 ks

Stříkačka s jehlou typ 2					Stříkačka s jehlou typ 3*				
Typ stříkačky	Celkový objem (μl)	Dělení (μl)	Gauge jehly	Katalogové číslo	Typ stříkačky	Celkový objem (μl)	Dělení (μl)	Gauge jehly	Katalogové číslo
1	100	10	21	10000000	1	100	10	21	10000000
2	100	10	21	10000000	2	100	10	21	10000000
3	100	10	21	10000000	3	100	10	21	10000000
4	100	10	21	10000000	4	100	10	21	10000000
5	100	10	21	10000000	5	100	10	21	10000000
6	100	10	21	10000000	6	100	10	21	10000000
7	100	10	21	10000000	7	100	10	21	10000000
8	100	10	21	10000000	8	100	10	21	10000000
9	100	10	21	10000000	9	100	10	21	10000000
10	100	10	21	10000000	10	100	10	21	10000000
11	100	10	21	10000000	11	100	10	21	10000000
12	100	10	21	10000000	12	100	10	21	10000000
13	100	10	21	10000000	13	100	10	21	10000000
14	100	10	21	10000000	14	100	10	21	10000000
15	100	10	21	10000000	15	100	10	21	10000000
16	100	10	21	10000000	16	100	10	21	10000000
17	100	10	21	10000000	17	100	10	21	10000000
18	100	10	21	10000000	18	100	10	21	10000000
19	100	10	21	10000000	19	100	10	21	10000000
20	100	10	21	10000000	20	100	10	21	10000000
21	100	10	21	10000000	21	100	10	21	10000000
22	100	10	21	10000000	22	100	10	21	10000000
23	100	10	21	10000000	23	100	10	21	10000000
24	100	10	21	10000000	24	100	10	21	10000000
25	100	10	21	10000000	25	100	10	21	10000000
26	100	10	21	10000000	26	100	10	21	10000000
27	100	10	21	10000000	27	100	10	21	10000000
28	100	10	21	10000000	28	100	10	21	10000000
29	100	10	21	10000000	29	100	10	21	10000000
30	100	10	21	10000000	30	100	10	21	10000000
31	100	10	21	10000000	31	100	10	21	10000000
32	100	10	21	10000000	32	100	10	21	10000000
33	100	10	21	10000000	33	100	10	21	10000000
34	100	10	21	10000000	34	100	10	21	10000000
35	100	10	21	10000000	35	100	10	21	10000000
36	100	10	21	10000000	36	100	10	21	10000000
37	100	10	21	10000000	37	100	10	21	10000000
38	100	10	21	10000000	38	100	10	21	10000000
39	100	10	21	10000000	39	100	10	21	10000000

75 N	5	0,05	26s	P887900	75 N	5	0,05	26s	P887908
701 N	10	0,10	26s	P880300	701 N	10	0,10	26s	P880365
702 N	25	0,25	22s	P880400	702 N	25	0,25	22s	P880465
705 N	50	0,5	22s	P880500	705 N	50	0,5	22s	P880565
710 N	100	1,0	22s	P880600	710 N	100	1,0	22s	P880665
725 N	250	2,5	22s	P880700	725 N	250	2,5	22s	P880765
750 N	500	5,0	22	P880800	750 N	500	5,0	22	P880865

*Stříkačka typ 701 N se špičkou jehly typ 3 se dodává s jehlou Gauge 22s

Stříkačka typ 725 N se špičkou jehly typ 3 se dodává s jehlou Gauge 22

Mikrostříkačka typ RN

Mikrostříkačky s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačky autoklávovat

Technické parametry

Balení:

1 ks

Stříkačka s jehlou typ 2					Stříkačka bez jehly				
Typ stříkačky	Celkový objem (μl)	Dělení (μl)	Gauge jehly	Katalogové číslo	Typ stříkačky	Celkový objem (μl)	Dělení (μl)	Gauge jehly	Katalogové číslo
75 RN	5	0,05	26s	P887930	75 RN	5	0,05	26s	P763401
701 RN	10	0,10	26s	P880330	701 RN	10	0,10	26s	P763501
702 RN	25	0,25	22s	P880430	702 RN	25	0,25	22s	P763601
705 RN	50	0,50	22s	P880530	705 RN	50	0,50	22s	P763701
710 RN	100	1,00	22s	P880630	710 RN	100	1,00	22s	P763801
725 RN	250	2,50	22s	P880730	725 RN	250	2,50	22s	P763901
750 RN	500	5,00	22	P880830	750 RN	500	5,00	22	P764001

Jehly pro stříkačky bez jehly a náhradní jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton"

Mikrostříkačka typ LT

Mikrostříkačky zakončené Luer kónusem pro jehly typu N nebo typu KF, dodávají se bez jehly, po rozebrání lze stříkačky autoklávovat

Technické parametry

Balení:

1 ks

Typ stříkačky	Celkový objem (μl)	Dělení (μl)	Gauge odpovídající jehly	Katalogové číslo
701 LT	10	0,10	26s	P880301
702 LT	25	0,25	22s	P880401

705 LT	50	0,50	22s	P880501
710 LT	100	1,00	22s	P880601
725 LT	250	2,50	22s	P880701
750 LT	500	5,00	22	P880801

Jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton" - nutno objednat samostatně