

Minutka digitální s pamětí

Pro zpětné odpočítávání času

- Čtyřmístný LCD displej pro minuty a vteřiny
- Zvukový alarm po odpočítání na nulu
- Stojánek a magnet pro připevnění na kovovou podložku

Technické parametry

Maximální čas :	99 min a 59 s
Paměť:	jeden časový údaj
Napájení:	AAA baterie 1,5 V
Rozměry:	66 x 56 x 18 mm
Hmotnost:	45 g



Minutka digitální s pamětí

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Minutka digitální	1	R.X398.1