

## Misky pro ohřev kulatých baněk | VELP

Hliníkové misky pro přenos tepla z plochy ploténky míchačky na stěny kulatých baněk

- Misky nahrazují olejové a pískové lázně a topná hnízda pro rychlý a bezpečný ohřev baněk s kulatým dnem
- Misky jsou určeny pro míchačky řady ARE / AREX s průměrem ploténky 155 mm a míchačky řady ARE-6 / AREX-6 s průměrem ploténky 135 mm

### Technické parametry

Materiál: hliník

Balení: 1 ks



5



Miska pro baňku 250 ml pro míchačky ARE a AREX



Miska pro baňku 500 ml pro míchačky ARE a AREX



Miska pro baňku 1 000 ml pro míchačky ARE a AREX

| Pro míchačky řady ARE/AREX s ploténkou průměru 155 mm |                  | Pro míchačky řady ARE/AREX a ARE-6/AREX-6 s ploténkou průměru 135 mm |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Objem baňky (ml)                                      | Katalogové číslo | Objem baňky (ml)                                                     | Katalogové číslo |
| 50                                                    | X000273          | 50                                                                   | X100330          |
| 100                                                   | X000258          | 100                                                                  | X100331          |
| 250                                                   | X001071          | 250                                                                  | X100332          |
| 500                                                   | X001072          | 500                                                                  | X100333          |
| 1 000                                                 | X001073          | 1 000                                                                | X100334          |